



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.^{1,2}



Voidaan taittaa kätevästi, huomaamattomaan taskukokoon.

Tuotekuvaus

LoFric® Origo™, kertakäyttöinen hydrofiilinen virtsakatetri ja suolaliuos aktivointia varten.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Käytä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 4 laatikkoa.

5 katetria näytepakkausta kohden.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: Polyvinylipyrrolidoni (PVP).

Katetrin pinnoite: Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Nestetyyny: Laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET), alumiinia ja polyeteeniä (PE). Steriili vesi ja natriumkloridi (NaCl).

Hygieniasuoja: Polyeteeni (PE)

Yksittäispakkaus: Päälyskalvo: laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET) ja polyeteeniä (PE). Pohjakalvo: polyolefiini.

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
4461220	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 12
4461420	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 14
4461620	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 16
4481220	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 12
4481420	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 14

Kaikki tuotteet saatavilla näytepakkauksessa, 5 katetria.



Käyttäjätavallinen pakkaus.

Näytepakkaus, 5 katetria.



Nelaton Flexible

LoFric® Origo™



Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, Finland. Puh.: +358 9 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only